

Протокол №26

**осуществления закупок лекарственных средств,
профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг.**

Организатор-заказчик-ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы

г.Алматы

15 марта 2018 года

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствии главой 10 с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденного постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провёл закуп способом запроса ценовых предложений.

№ п.п	Наименование	Техническое описание	Фасовка	Кол- во	Цена в тенге	Сумма
1.	Ноу-Икс Ани-А 10мл- №10	Цоликлон Анти-А изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышью иммуноглобулином класса M. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации. Эритроциты соответствующими антигенами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Срок годности 2 года	Уп/10мл- №10	20	10741	214820

		Цоликлон Анти-В	изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышьями гибридомами и принадлежащих к иммуноглобулином класса М. Выпускаются в жидкой форме во флааконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов, соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Срок годности 2 года	Уп/10мл- №10	20	10741	214820
2	Цоликлоны Анти-В №10мл-№10						
3	Цоликлоны Анти-AB 5мл-№10		Цоликлон Анти-AB изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышьми гибридомами и принадлежащими к иммуноглобулином класса М. Цоликлон Анти-AB представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флааконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Срок годности 2 года.	Уп/5мл- №10	38	9978	379164

Поступившие конверты от потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые предложения потенциальных поставщиков;

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциального поставщика	дата и время представления ценового предложения	соответствует технической характеристике и соответствие квалификационным требованиям.	Потенциальные поставщики при вскрытия конвертов
1	ТОО «AG Medical Company»	Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Пятницкого 79 А	05.03.2018 г. 15 ч-45мин	да	нет
2	ТОО «Мирант»	Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т. Абая, 191,	06.03.2018 г. 12 ч-10мин	да	нет

Цоликлон анти-Д Супер 5мл-№20	Итого	Уп/5мл-№20	20	22640	452800	1261604
----------------------------------	-------	------------	----	-------	--------	---------

Цоликлон анти-Д Супер изготовлен на основе культуральной жидкости, кондиционированной клетками-продуцентами анти-Д антител. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Область применения: Цоликлон анти-Д Супер предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Антитела класса IgM не вызывают агглютинации некоторых образцов эритроцитов со слабовыраженным D антигеном (DVI), поэтому кровь доноров, которая при исследовании Цоликлоном анти-Д Супер были определена как D-отрицательная, необходимо дополнительно тестировать с помощью анти-D реагентов, содержащих IgG-антитела. Срок годности 1 год.

	офф.31			
3	Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95	06.03.2018 г. 17 ч-02мин	да	нет

№ п.п	Наименование	Техническое характеристика	Фасовка	Ценовое предложение (за единицу)		
				Кол-во	ТОО «AG Medical Company»	ТОО «Мирант»
1.	Цоликлон Анти-А Анти-А 10МЛ- №10	Цоликлон Анти-А изготавливается на основе моноклональных антител, продуцируемых мышлинными гибридомами и принадлежащими к иммуноглобулином класса М. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АBO в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Срок годности 2 года	Уп/10мл-№10	20	5750	5910
						5800

2	Цоликлоны Анти-В №10мл	Цоликлон Анти-В изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышними гибридомами и принадлежащими к иммуноглобулинам класса M. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.	Уп/10мл-№10	20	5750	5910	5800
3	Цоликлоны Анти-AB 5мл-№10	Цоликлон Анти-AB изготавливаются на основе моноклональных антител, продуцируемых мышними гибридомами и принадлежащими к иммуноглобулинам класса M. Цоликлон Анти-AB представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые невооруженным глазом. Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками.	Уп/5мл-№10	38	5750	6030	5800
	Срок годности 2 года.						

4	Цоликлон анти-D Супер Анти D Супер 5мл-№20	Цоликлон анти-D Супер изготовлен на основе культуральной жидкости, кондиционированной кишечными-продуцентами анти-D антител. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Область применения: Цоликлон анти-D Супер предназначен для выявления D антигена системы резус на эритроцитах человека. Антитела класса IgM не вызывают агглютинации некоторых образцов эритроцитов со слабовыраженным D антигеном (DVI), поэтому кровь доноров, которая при исследовании Цоликлоном анти-D Супер были определены как D-отрицательная, необходимо дополнительно тестировать с помощью анти-D реагентов, содержащих IgG-антитела. Срок годности 1 год.	Уп/5мл- №20	20	12000	12380	13600
---	--	--	-------------	----	-------	-------	-------

ЕКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы по результатам рассмотрения ценовых заявок потенциальных поставщиков РЕШИ:

1) по лотам №1-4 заключить договор с ТОО «AG Medical Company» - (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Пятницкого 79 А) на сумму – 688500 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

И.о.заместитель директора по
Лечебной работе.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник юридического отдела



Куттылажин Е.Ж.

Кременцов В.А.

Член комиссии:

Начальник отдела ГЭ



Раймбеков Ж.Б.

Секретарь комиссии

Бухгалтер по ГЭ



Нұрбека Н.Ш.